

JINGRU

Medical Holmium Laser Therapy Machine JRH-1



Global Alkes
Nusantara



Display Screen



Tool Kit



Foot Switch

PT. Global Alkes Nusantara

Jl. Pantai Indah Utara II, Galeri Niaga
Mediterrania Blok X-3, Kav. No. F-8A, PIK Jakarta Utara
Phone : +6221 38769163
Email : global.altara68@gmail.com



Parameter Teknis

No	Barang	Parameter
1	Panjang gelombang laser	$2,1 \mu\text{m} \pm 0,1 \mu\text{m}$
2	Pola balok	Multimode
3	Daya keluaran maksimum terminal laser	Tidak termasuk 60W Tidak kurang dari 60W
4	Rentang daya leluaran termial laser	5W-60W \pm 10%
5	Energi pulsa maksimum terminal laser	4,0J \pm 20%
6	Rentang energi pulsa termial laser	0,5J-4,5J tingkat bunga \pm 20% 0,5J-4,5J, Langkah 0,5J, Kesalahan (\pm 20%)
7	Kekuatan pulsa maksimum terminal laser	13,4kw \pm 20%
8	Ketidak stabilan daya output terminal laser St	Kurang dari \pm 5% Lebih baik dari \pm 5%
9	Reproduksibilitas daya keluaran terminal laser RP	Kurang dari \pm 5% Lebih baik dari \pm 5%
10	Sudut divergensi terminal laser	0,16rad \pm 20%
11	Mode kekuatan laser terapeutik	output pulsa Berulang
12	Lebar pulsa keluaran laser	Pulsa lebar dan sempit
13	Rentang pulsa keluaran laser	Pulsa lebar 300 μ s-650 μ s Pulsa sempit 200 μ s-300 μ s, 1ps Dapat disesuaikan secara terus menerus melangkah 1 AS
14	Frekuensi pengulangan pulsa keluaran laser	Tidak termasuk 40 Hz, tingkatkan \pm 10% Tidak kurang 40 Hz, kesalahan (\pm 10%)
15	Balok Bidik Panjang gelombang Max. daya keluaran	532nm \pm 5% P \leq 5mW
16	Kacamata pelindung laser Nilai kepadatan optik Transmisi cahaya tampak	\geq 4 \geq 70%

